

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Flüssigsauerstoff



Lesen Sie unbedingt die Bedienungsanleitung vor Gebrauch.




Nicht in sehr kleinen Räumen verwenden. Achten Sie besonders beim Abfüllen der mobilen Einheit auf eine gute Raumdurchlüftung.




Rauchen ist streng verboten!



Feuer und offenes Licht sind streng verboten!



Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Radiatoren und Heizungen.



Nicht in der Nähe von Steckdosen oder elektrischen Geräten lagern oder benutzen.



Benutzen Sie kein Öl, keine Cremes oder Lotionen, diese können sich leicht entzünden.



Decken Sie das Gerät niemals ab, dies würde zu einer Sauerstoffanreicherung führen.



Lagern Sie das Gerät ausschließlich aufrecht.



Vorsicht bei Berührung der kalten Teile, es besteht die Gefahr einer Kälteverbrennung.