

Sicherheitshinweise für den Umgang mit Sauerstoffkonzentratoren



Lesen Sie unbedingt die
Bedienungsanleitung
vor Gebrauch.



Nicht in sehr kleinen
oder feuchten Räumen
verwenden. (z. B. Bad)



Rauchen ist streng verboten!



Feuer und offenes Licht
sind streng verboten!



Benutzen Sie kein Öl, keine
Cremes oder Lotionen, diese
können sich leicht entzünden.



Decken Sie das Gerät
niemals ab!