



Reinigungstücher

CPAP-Maskentücher für die tägliche Reinigung.

Artikel ID X102048 (Aloe Vera), X102049 (Grapefruit & Zitrus)

Preis inkl. Ust. € 9,90

70 Baumwolltücher/ alkoholfrei



Wir bieten Ihnen Produkte, die Sie in Ihrer Therapie unterstützen und diese so angenehm und auch sicher wie möglich machen. Unsere Produkte werden von Anwender:innen, Ärzt:innen und Kliniken begutachtet, wie auch in unseren eigenen Testlabors überprüft.

Bestellen Sie telefonisch:

01 524 62 83



XyliMelts Natur

Hafttabletten zur Linderung von Mundtrockenheit – ideal für Tag und Nacht

Artikel ID X119123 40 Stück

Preis inkl. Ust. € 15,90

Artikel ID X119157 110 Stück

Preis inkl. Ust. € 39,90



SomnoSept CPAP-Reinigungstücher

CPAP-Maskentücher für die tägliche Reinigung.

Artikel ID X119122

Preis inkl. Ust. € 9,90

72 Tücher, alkoholfrei, geruchsneutral, plastikfrei



RC-Clean® Reinigungsbeutel

- Dampfreinigung in der Mikrowelle
- Medizinprodukte und Babyzubehör werden hygienisch aufbereitet
- Nachweislich voll-viruzide Desinfektion – auch Bakterien und Keime werden inaktiviert
- für alle Produkte, die auskochbar und mikrowellengeeignet sind

Artikel ID X102946

Preis inkl. Ust. € 14,90



Oxyhero Basic - Schlauchbürste

Die ideale Reinigungslösung für ihre CPAP Schläuche.

Artikel ID X117072 19mm

Artikel ID X117073 15mm

Preis inkl. Ust. € 14,95



SomnoSept Spezialreiniger

Hygienische Sauberkeit und angenehme Frische.



Artikel ID X117074

Preis inkl. Ust. € 12,95

Inhalt: 400ml



Travel Reinigungstücher

Artikel ID X102047

Preis inkl. Ust. € 12,90

1 Karton (enthält 10 Packungen mit je 12 Aloe Vera Baumwolltüchern) / alkoholfrei



Entspannte Lieferung nach Hause oder bequeme Selbstabholung in unseren Atemzentren



Alle VIVISOL Atemcenter Standorte

Wien

Richard Strauss Straße 10, 1230 Wien

Tel.: +43 1 803 47 00

Villach

Italienerstraße 40, 9500 Villach

Tel.: +43 4242 41 341

Graz

Plüddemanngasse 56, 8010 Graz

Tel.: +43 316 376 176

Hohenems

Bahnhofstraße 23, 6845 Hohenems

Tel.: +43 5576 250 00

Linz

Weingartshofstraße 33-35, 4020 Linz

Tel.: +43 732 270 222

Salzburg

Ludwig-Bieringer-Platz 1, 5071 Himmelreich

Tel.: +43 662 259 751

Ried

Hochfeld 1, 4910 Ried

Tel.: +43 1 524 62 83 763

Produkte für Ihren erholsamen und gesunden Schlaf

Komfort-/ Reinigungsartikel und Anti-Schnarch Produkte



We care

Anti-Schnarch Produkte

Therapiesysteme für lageabhängige
Schlafapnoe und Schnarchen

Schlafweste Nachtwächter 2.0



Die Schlafweste Nachtwächter verhindert auf sanfte Weise die Rückenlage zuverlässig. Trotzdem können Sie sich nachts natürlich auch von einer Seite auf die andere drehen. Schon ab der ersten Anwendung kann so das Schnarchen verhindert werden. Ziehen Sie die Weste an und legen Sie sich schlafen. Sie und Ihr Partner werden sich wundern, wie ruhig ein Schlaf sein kann.

Artikel ID X117495 (XS/S), X117496 (M/L), X117497 (XL/XXL)

Preis inkl. Ust. € 149,00

kostenlose Lieferung

Klettverlängerung bis zu 21cm / Artikel ID X81397 / € 19,90 inkl. Ust



NightShift™ LE



Night Shift™ LE wird im Nacken getragen, alternativ kann man das Gerät auch mit einem Brustgurt verwenden. Das Gerät gibt dem Benutzer 15-30 Minuten Zeit um einzuschlafen, bevor die Therapie beginnt.

Sobald sich der Benutzer in Rückenlage befindet beginnt Night Shift™ sanft Vibrationen abzugeben und steigert die Intensität, bis die Position geändert wird. Night Shift™ zeichnet die Schlafposition, Bewegungen und die Lautstärke des Schnarchens auf und passt so die Intensität an die Reaktion des Benutzers an, um Weckreaktionen (Arousals) zu minimieren. Mit der Night Shift App können Sie die Wirksamkeit von Schlaf und Therapie überwachen, tägliche detaillierte Berichte anzeigen und Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen. Sie können die Berichte auch drahtlos von der App aus direkt per E-Mail an sich selbst oder Ihren Arzt senden.

Night Shift™ LE erhöht den Tiefschlaf, reduziert Arousals sowie die Symptome der Schlafapnoe zB. Tagesmüdigkeit, Depressionen, etc.

Preis inkl. Ust. € 399,00

kostenlose Lieferung
Artikel ID X100596

Ersatzhalsband / € 29,00 inkl. Ust
Brustgurt / € 54,90 inkl. Ust

NightShift™ LE App

Um den bestmöglichen Erfolg Ihrer Behandlung sicherzustellen, bietet Ihnen der Night Shift LE umfassende Möglichkeiten, Ihren Therapieverlauf digital zu begleiten. Über die mobile App behalten Sie Ihre Schlafqualität stets im Blick.

- Detaillierte Schlafanalyse
- Individuelle Anpassung
- Einfache Dokumentation



Komfort- und Reinigungsartikel

CPAP Polster

Der CPAP Polster bietet mit seinen einzigartigen Schlafzonen - speziell für Maskenträger - den besten Komfort während der Nacht. Dank der Aussparungen für die Maske, werden Leckagen und Druckstellen reduziert.



Artikel ID X100529

Preis inkl. Ust. € 59,00

kostenlose Lieferung

Maße: (B x H x T): 50 x 10 x 33 cm / Material: Velour

Ersatzbezug / Artikel ID X100530 / € 24,90 inkl. Ust

Gecko Nasenpolster



Die Erfahrung zeigt, dass bei einigen Patienten - trotz sorgfältiger Anwendung der CPAP-Maske - Probleme wie Leckagen, Druckstellen oder Hautirritationen auftreten können. Der Maskensitz wird durch das Gecko Nasenpolster optimiert, so dass Leckagen minimiert werden. Gecko lässt sich bei allen Nasen- und FullFace Masken einsetzen. Gecko ist äußerst anwenderfreundlich in der Handhabung und in zwei Größen erhältlich.

Artikel ID X23546 (S), X23544 (L)

Preis inkl. Ust. € 21,60

Material: latexfrei, hypoallergen / VIVISOL empfiehlt einen Wechsel alle 30 Tage und eine tägliche Reinigung mit sanfter Seife.

beheizbare Atemschläuche

Ein beheizbarer Atemschlauch hält die Temperatur der Luft, die dem Patienten zugeführt wird, konstant um Kondenswasser zu vermeiden. Wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter um den passenden Atemschlauch für ihr Gerät zu finden.



ab € 69,00

Nasengel



Es vermindert das akute Infektionsrisiko und ist für die tägliche Nasenpflege, besonders im Rahmen einer Sauerstofftherapie, oder als Ergänzung zur Therapie von Erkältungen, Allergien und chronischen Atemwegserkrankungen geeignet.

Artikel ID X100486

Preis inkl. Ust. € 9,90

Befestigungsclip

Der Atemschlauch Befestigungsclip wird um den Schlauch geklettet und mittels Befestigungsclip an die Bettdecke oder an das Schlafgewand des Patienten befestigt. So kann man sich unbeschwerter bewegen und der Zug auf der Maske sinkt.



Artikel ID X101989

Preis inkl. Ust. € 3,90

Schlauchhülle



Die Schlauchhülle besteht aus weichem Fleece Material, ist hautfreundlich und sehr gut verträglich. Bei Verwendung der Schlauchhülle wird eine Abkühlung der Atemluft im Schlauchsystem verhindert und dadurch auch die Entstehung von Kondensat vermindert. Kompatibel mit jedem Atemtherapieschlauch.

Artikel ID X98389

Preis inkl. Ust. € 14,90

Länge: ca. 180 cm / Material: Polyester